



Ficha técnica REF 44.62.59

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.62.59	bombilla de repuesto 7V	
Unidad	unid.	Número de aduana	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826047245
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,011	Manual de uso	
Latex free		Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	7V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		