





## Ficha técnica REF 44.75.15

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	44.75.15	lampara frontal c lf	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826047344
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,575	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	ABS (Acrylnitril-Butadien-Styrol) 3.2315 (AlMgSi1)		