



## Ficha técnica REF 45.16.62

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                              |                                          |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 45.16.62                                                                     | McIntosh espátula de laring If fig 2 ang |                                                        |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                        | Número de aduana                         | 90189084                                               |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 46827                                                                        | GTIN                                     | 04046826048075                                         |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1 (EU MDR)                                                                   | UMDNS-Code                               | 15-076                                                 |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 5 (EU MDR)                                                                   | Base UDI-DI                              | 4046826;N004;05;XR                                     |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,124                                                                        | Manual de uso                            | GATDN00X                                               |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                           | Instrucciones de preparación             |                                                        |
| <div></div> |                                                                              |                                          |                                                        |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL ) |                                          |                                                        |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                              | Imagen detallada                         |                                                        |
|                                                                                             |                                                                              |                                          |                                                        |
| Medida                                                                                                                                                                        |                                                                              | Revestimiento                            | Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                              |                                          |                                                        |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                              |                                          |                                                        |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                              |                                          |                                                        |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                            |                                          |                                                        |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                         |                                          |                                                        |
| Tornillo                                                                                                                                                                      | 1.4305 (X8CrNiS18-9)                                                         |                                          |                                                        |
| Otro                                                                                                                                                                          | 1.3541 (X47Cr14)                                                             |                                          |                                                        |