






Ficha técnica REF 45.28.64

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.28.64	Miller espátula de laring If fig 4	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826048396
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,137	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.3541 (X47Cr14)		