



## Ficha técnica REF 45.29.61

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.29.61	espatula laring lf pediatria fig 1	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826048433
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,060	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa de cromo aplicada galvánicamente en la superficie
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Otro	1.3541 (X47Cr14)		