



Ficha técnica REF 45.30.01

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	45.30.01	McIntosh espátula de laring If fig 1	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826534370
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



McINTOSH	
45.30.00	a = 57 mm
45.30.01	a = 68 mm
45.30.02	a = 90 mm
45.30.03	a = 110 mm
45.30.04	a = 130 mm

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)