



## Ficha técnica REF 45.30.03

11.12.2025


| Datos generales |             |                                      |                    |
|-----------------|-------------|--------------------------------------|--------------------|
| Referencia      | 45.30.03    | McIntosh espátula de laring If fig 3 |                    |
| Unidad          | unid.       | Número de aduana                     | 90189084           |
| GMDN            | 46827       | GTIN                                 | 04046826535391     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                           | 15-076             |
| Clasificación   | 10 (EU MDR) | Base UDI-DI                          | 4046826;N004;05;XR |
| Peso neto (kg)  | 0,000       | Manual de uso                        | GATDN00X           |
| Latex free      | si          | Instrucciones de preparación         |                    |



|                |                                                    |
|----------------|----------------------------------------------------|
| Medicon medios | 453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto) |
|----------------|----------------------------------------------------|

## Imagen completa

## Imagen detallada



| McINTOSH |            |
|----------|------------|
| 45.30.00 | a = 57 mm  |
| 45.30.01 | a = 68 mm  |
| 45.30.02 | a = 90 mm  |
| 45.30.03 | a = 110 mm |
| 45.30.04 | a = 130 mm |

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

|        | N° de material (Denominación DIN) |
|--------|-----------------------------------|
| Cuerpo | 1.4301 (X5CrNi18-10)              |