

Ficha técnica REF 45.30.05

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.05	Miller espátula de laring lf fig 0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826535278
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)