





Ficha técnica REF 45.30.10

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.10	espatula laring lf pediatria fig 0	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46827	GTIN	04046826534691
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema separador abdominal Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		