

Ficha técnica REF 45.30.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.12	acumulador inductivo solo estánd c DEL	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826534684
Clasificación	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------

[illegible]

--	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)