



Ficha técnica REF 45.30.14

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.14	mango estand c cont de pilas c lámpara xenón	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826534387
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)
----------------	--

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)