





Ficha técnica REF 45.30.15

11.12.2025

| Datos generales | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|----------------|
| Referencia | 45.30.15 | lampara xenon 2.5V sola | |
| Unidad | unid. | Número de aduana | 90189084 |
| GMDN | 60909 | GTIN | 04046826535407 |
| Clasificación | N.A. (EU MDR) | UMDNS-Code | |
| Clasificación | NA (EU MDR) | Base UDI-DI | |
| Peso neto (kg) | 0,000 | Manual de uso | GATDN004 |
| Latex free | si | Instrucciones de preparación | |
|   | | | |
| Medicon medios | 453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto) | | |
| Imagen completa | | Imagen detallada | |
| | | | |
| Medida | 2.5V | Revestimiento | |
| Condiciones de almacenamiento | | | |
| No se requieren condiciones especiales de conservación | | | |
| Material | | | |
| | N° de material (Denominación DIN) | | |
| | | | |