





## Ficha técnica REF 45.30.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.16	lampara xenon 3.5V sola	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826535070
Clasificación	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema separador abdominal Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	3.5V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		