




Ficha técnica REF 45.30.19

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.19	acumulador inductivo del	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826535377
Clasificación	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN004
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		