



Ficha técnica REF 45.30.20

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.20	cargador inductivo 110-240V p mango estándar c DEL	
Unidad	unid.	Número de aduana	85044085
GMDN	60909	GTIN	04046826534622
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	MPK14
			
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	110-240V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		