




Ficha técnica REF 45.30.23

11.12.2025

Datos generales											
Referencia	45.30.23	McIntosh espátula Flexitip									
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084								
GMDN	46827	GTIN	04046826535285								
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076								
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR								
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X								
Latex free	si	Instrucciones de preparación									
											
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)										
Imagen completa		Imagen detallada									
<table border="1" data-bbox="446 1075 670 1153"><thead><tr><th colspan="2">McINTOSH - FlexiTip</th></tr></thead><tbody><tr><td>45.30.21</td><td>a = 90 mm</td></tr><tr><td>45.30.22</td><td>a = 110 mm</td></tr><tr><td>45.30.23</td><td>a = 130 mm</td></tr></tbody></table>				McINTOSH - FlexiTip		45.30.21	a = 90 mm	45.30.22	a = 110 mm	45.30.23	a = 130 mm
McINTOSH - FlexiTip											
45.30.21	a = 90 mm										
45.30.22	a = 110 mm										
45.30.23	a = 130 mm										
Condiciones de almacenamiento											
No se requieren condiciones especiales de conservación											
Material											
	N° de material (Denominación DIN)										
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)										