



Ficha técnica REF 45.30.24

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.24	autoclavable LED central laringoscopia mango 2.5V LED	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826535155
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto) 453.32.00 (FlexiTrac - Sistema separador abdominal Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2.5V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		