



Ficha técnica REF 45.30.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.30.25	autoclavable LED mango pequeño laringoscopia 2.5V LED	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826535186
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	10 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	453.11.01 (Laringoscopios de fibra óptica Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.5V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		