

Ficha técnica REF 45.30.27

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	45.30.27	repuesto tubo Satin	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826535612
Clasificación	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)