

Ficha técnica REF 45.30.33

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	45.30.33	bombilla de repuesto	
Unidad	unid.	Número de aduana	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826534578
Clasificación	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios

Imagen completa	Imagen detallada
-----------------	------------------

Date	Time	Location	Weather	Wind	Temp	Humidity	Pressure	Visibility	Remarks

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	Nº de material (Denominación DIN)