



Ficha técnica REF 45.30.34

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	45.30.34	repuesto 2.0W 3.5V LED	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826534851
Clasificación	N.A. (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDR)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	2.0W 3.5V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		