



## Ficha técnica REF 45.48.49

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.48.49	mango estand solo c tapa	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826048495
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,167	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa delgada de silicona cubre partes del producto
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4307 (X2CrNi18-9)		