






## Ficha técnica REF 45.48.65

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.48.65	bombilla de recambio 2.7V peq p/6	
Unidad	paq./6	Número de aduana	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826048594
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,012	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
 			
Medida	2.7V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		