



Ficha técnica REF 45.48.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.48.70	lampara de cripton 2.5V sola	
Unidad	unid.	Número de aduana	85392198
GMDN	60909	GTIN	04046826048617
Clasificación	KEIN MP (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,002	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	2.5V	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	KEINE ANGABEN (Werkstoffangabe nicht vorhanden bzw. Stückliste)		