



Ficha técnica REF 45.48.81

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.48.81	mango fino c cont de pila c lámpara xenon	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826048686
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,172	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa delgada de silicona cubre partes del producto
Condiciones de almacenamiento			
-20 °C  45 °C 10 %  85 %   			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4307 (X2CrNi18-9)		