



Ficha técnica REF 45.48.83

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.48.83	mango fino c acu inductivo c lámpara xenon	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	46830	GTIN	04046826048709
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-076
Clasificación	12 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;06;WT
Peso neto (kg)	0,173	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida		Revestimiento	Capa delgada de silicona cubre partes del producto
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) 1.4307 (X2CrNi18-9)		