






## Ficha técnica REF 45.54.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.54.02	Wang abreboca cpl	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049232
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,480	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
<b>Cuerpo</b>	1.4021 (X20Cr13)		
<b>Mango</b>	1.4301 (X5CrNi18-10)		
<b>Otro</b>	1.4310 (X10CrNi18-8)		