



Ficha técnica REF 45.54.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.54.03	Wang bastidor solo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049249
Clasificación	1 (EU MDD)	UMDNS-Code	11-822
Clasificación	5 (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,235	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.60 (catálogo cirugía plástica)		
Imagen completa		Imagen detallada	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		