



Ficha técnica REF 45.57.22

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.57.22	Kilner Doughty bastidor solo	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	35085	GTIN	04046826049355
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	11-822
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N004;05;XR
Peso neto (kg)	0,138	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	1.4310 (X10CrNi18-8)		