








## Ficha técnica REF 45.76.03

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	45.76.03	Magill mod Ehrensperger pinza catéteres 24cm p adultos	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	31264	GTIN	04046826049508
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	10-172
Clasificación	5 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N001;03;WJ
Peso neto (kg)	0,080	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
  			
Medida	24cm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		