








Ficha técnica REF 46.00.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	46.00.50	Boss Medical Fluid 20 aceite de instrumental, 50ml	
Unidad	paq./10	Número de aduana	34031980
GMDN	60909	GTIN	42606773301526
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	0,000	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	KEIN MP
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	50ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
10 °C		30 °C	 
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		