








Ficha técnica REF 46.00.51

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	46.00.51	Aceite p instrumentos bote de spray de 500ml p/12	
Unidad	paq./12	Número de aduana	34031980
GMDN	60909	GTIN	04028641000001
Clasificación	N.A. (EU MDD)	UMDNS-Code	
Clasificación	NA (EU MDD)	Base UDI-DI	
Peso neto (kg)	4,950	Manual de uso	
Latex free	si	Instrucciones de preparación	NIV
 			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
Medida	500ml	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
 5 °C 50 °C			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Otro	INSTRUMENTEN_OEL (Paraffinum Liquidum)		