



Ficha técnica REF 46.29.00

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	46.29.00	Hakie estante p instr	
Unidad	unid.	Número de aduana	90189084
GMDN	60909	GTIN	04046826049676
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,179	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

Imagen completa

Imagen detallada



Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4021 (X20Cr13)