






Ficha técnica REF 46.37.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	46.37.50	estuche p agujas Ø 65mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	12143	GTIN	04046826049867
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,045	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	Ø 65mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		