



## Ficha técnica REF 46.37.70

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	46.37.70	cajita de metal 150x90x13mm perforado	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	12143	GTIN	04046826049904
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,208	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	150x90x13mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		