






## Ficha técnica REF 46.55.32

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	46.55.32	caja de esterilización 325x275x50mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	13730	GTIN	04046826049997
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	2,720	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	325x275x50mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo Otro	1.4301 (X5CrNi18-10) BAUMWOLLE (BAUMWOLLE)		