



## Ficha técnica REF 47.01.30

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.01.30	caja p instr c tapa 305x205x50mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	13730	GTIN	04046826050580
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	16-767
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	1,228	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	---

## Imagen completa

## Imagen detallada



Medida	305x205x50mm	Revestimiento	
--------	--------------	---------------	--

## Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

## Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)