



## Ficha técnica REF 47.20.25

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.20.25	cuna 250x140x35mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050672
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-692
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,158	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental )		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	250x140x35mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		