



## Ficha técnica REF 47.30.08

11.12.2025

| Datos generales   |   |                              |                    |
|---|---|------------------------------|--------------------|
| Referencia  | 47.30.08  | cubeta red 80x35mm 0.1l      |                    |
| Unidad  | unid.   | Número de aduana             | 73269098           |
| GMDN  | 42893   | GTIN                         | 04046826050818     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)  | UMDNS-Code                   | 15-561             |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)  | Base UDI-DI                  | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso neto (kg)  | 0,044   | Manual de uso                | GATDN00X           |
| Latex free  | si  | Instrucciones de preparación |                    |
|   |   |                              |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>451.02.51 (ORL jgo p básico DR M W Winter Juegos p la cirugía ORL)<br>451.06.90 (prospecto Cristaca Set ) |                              |                    |
| Imagen completa   |   | Imagen detallada             |                    |
|    |   |                              |                    |
| Medida  | 80x35mm 0.1l  | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |   |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |   |                              |                    |
| Material  |   |                              |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)   |                              |                    |
| Cuerpo  | 1.4301 (X5CrNi18-10)  |                              |                    |