






Ficha técnica REF 47.31.01

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.31.01	cubeta red 40x20mm 0.02l	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050856
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-561
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,016	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastía moderna Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	40x20mm 0.02l	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		