



## Ficha técnica REF 47.31.06

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.31.06	cubeta red 110x55mm 0.40l	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050887
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-561
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,100	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 450.00.37 (catálogo ORL ) 453.04.01 (Gubisch Rinoplastía moderna Folleto) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	110x55mm 0.40l	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		