



Ficha técnica REF 47.32.16

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.32.16	cubeta red 180x37mm 0.50l	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826050931
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-561
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,194	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
 			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	180x37mm 0.50l	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		