



## Ficha técnica REF 47.35.24

11.12.2025

| Datos generales                                                                                                                                                               |                                                                                     |                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| Referencia                                                                                                                                                                    | 47.35.24                                                                            | cubeta 235x110mm 2.50l       |                    |
| Unidad                                                                                                                                                                        | unid.                                                                               | Número de aduana             | 73269098           |
| GMDN                                                                                                                                                                          | 42893                                                                               | GTIN                         | 04046826050979     |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1 (EU MDR)                                                                          | UMDNS-Code                   | 15-554             |
| Clasificación                                                                                                                                                                 | 1 (EU MDR)                                                                          | Base UDI-DI                  | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso neto (kg)                                                                                                                                                                | 0,327                                                                               | Manual de uso                | GATDN00X           |
| Latex free                                                                                                                                                                    | si                                                                                  | Instrucciones de preparación |                    |
| <div></div> |                                                                                     |                              |                    |
| Medicon medios                                                                                                                                                                | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |                              |                    |
| Imagen completa                                                                                                                                                               |                                                                                     | Imagen detallada             |                    |
|                                                                                             |                                                                                     |                              |                    |
| Medida                                                                                                                                                                        | 235x110mm 2.50l                                                                     | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento                                                                                                                                                 |                                                                                     |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación                                                                                                                        |                                                                                     |                              |                    |
| Material                                                                                                                                                                      |                                                                                     |                              |                    |
|                                                                                                                                                                               | N° de material (Denominación DIN)                                                   |                              |                    |
| Cuerpo                                                                                                                                                                        | 1.4301 (X5CrNi18-10)                                                                |                              |                    |