



## Ficha técnica REF 47.40.12

11.12.2025

| Datos generales   |  |                              |                    |
|---|--|------------------------------|--------------------|
| Referencia  | 47.40.12   | recipiente s tapa 100x200mm  |                    |
| Unidad  | unid.  | Número de aduana             | 73269098           |
| GMDN  | 42893  | GTIN                         | 04046826051105     |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)   | UMDNS-Code                   | 15-586             |
| Clasificación   | 1 (EU MDR)   | Base UDI-DI                  | 4046826;N003;03;X8 |
| Peso neto (kg)  | 0,384  | Manual de uso                | GATDN00X           |
| Latex free  | si   | Instrucciones de preparación |                    |
|   |  |                              |                    |
| Medicon medios  | 450.00.03 (catalogo general the art of surgery)<br>450.00.37 (catálogo ORL )<br>450.00.40 (Katalog Nr 5 Dental ) |                              |                    |
| Imagen completa   |  | Imagen detallada             |                    |
|   |  |                              |                    |
| Medida  | 100x200mm  | Revestimiento                |                    |
| Condiciones de almacenamiento   |  |                              |                    |
| No se requieren condiciones especiales de conservación  |  |                              |                    |
| Material  |  |                              |                    |
|   | N° de material (Denominación DIN)  |                              |                    |
| Cuerpo  | 1.4301 (X5CrNi18-10)   |                              |                    |