



Ficha técnica REF 47.45.12

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.45.12	recipiente de algodón c tapa 120x150mm	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826051136
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-572
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,413	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)		
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	120x120mm	Revestimiento	
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)		