



Ficha técnica REF 47.50.50

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.50.50	vaso p medicina grad 50ml	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826051167
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-572
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,022	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery) 453.30.00 (daniel - Set de instrumentos para la rinoplastia avanzada Folleto)
----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	50ml	Revestimiento	
--------	------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)