



Ficha técnica REF 47.83.02

11.12.2025

Datos generales			
Referencia	47.83.02	copa graduada 0.25l	
Unidad	unid.	Número de aduana	73269098
GMDN	42893	GTIN	04046826051280
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	15-572
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;03;X8
Peso neto (kg)	0,089	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	450.00.03 (catalogo general the art of surgery)
----------------	-------------------------------------------------

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	0.25l	Revestimiento	
--------	-------	---------------	--

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	1.4301 (X5CrNi18-10)