



Ficha técnica REF 49.40.36

11.12.2025


Datos generales			
Referencia	49.40.36	Medicontainer 300x135x47mm azul	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051341
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	0,640	Manual de uso	GATDN00X
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios 451.02.61 (prospecto Medicontainer System)

Imagen completa

Imagen detallada



Medida	300x135x47mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
--------	--------------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento

No se requieren condiciones especiales de conservación

Material

	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.0255_3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)