




Ficha técnica REF 49.40.39

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	49.40.39	Medicontainer 300x135x47mm oro	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051372
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	0,640	Manual de uso	IFU-0003
Latex free	si	Instrucciones de preparación	



Medicon medios	
----------------	--

Imagen completa	Imagen detallada
	 

Medida	300x135x47mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
--------	--------------	---------------	---

Condiciones de almacenamiento	
No se requieren condiciones especiales de conservación	

Material	
	N° de material (Denominación DIN)
Cuerpo	3.0255 3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)