




Ficha técnica REF 49.40.61

25.08.2026

Datos generales			
Referencia	49.40.61	Medicontainer 300x135x71mm azul	
Unidad	unid.	Número de aduana	76169990
GMDN	13730	GTIN	04046826051440
Clasificación	1 (EU MDR)	UMDNS-Code	13-730
Clasificación	1 (EU MDR)	Base UDI-DI	4046826;N003;04;XB
Peso neto (kg)	0,660	Manual de uso	IFU-0003
Latex free	si	Instrucciones de preparación	
			
Medicon medios			
Imagen completa		Imagen detallada	
			
Medida	300x135x71mm	Revestimiento	Capa de óxido artificial (colores de interferencia) en la superficie de productos de aluminio
Condiciones de almacenamiento			
No se requieren condiciones especiales de conservación			
Material			
	N° de material (Denominación DIN)		
Cuerpo	3.0255 3.3315 (Al 99,5% + AlMg1)		
Tornillo	1.4305 (X8CrNiS18-9)		
Mango	1.4301 (X5CrNi18-10)		
Otro	SILIKON (Poly(organo)siloxane)		